


Speed™ Progesterone

Veterinary diagnostic test For *in vitro* use only


Fluorescence immunoassay test for the quantitative measurement of progesterone in canine serum or plasma.

1




2

100µL




3




4

X5




5




6


2 X



7



1



2

CLINICAL APPLICATION
The exact timing of ovulation in bitches can be highly variable: 20% of bitches ovulate outside of the 10th to 14th day of heat. Vaginal smears, combined with progesterone assays, provide the most accurate determination of ovulation to enable scheduling of insemination or mating. Progesterone level is low prior to ovulation. It begins to increase at LH peak, reaching 5 to 10 ng/mL at the time of ovulation.

PRINCIPLE
The Speed™ Progesterone assay is a rapid immunochromatographic quantitative test which measures the circulating progesterone by laser-induced fluorescence analysis.

PRECAUTIONS AND WARNINGS
For use by veterinarians only

SAMPLE

- Use only serum or plasma (heparin-Li) samples. Do not use whole blood or EDTA treated samples.
- Do not use tubes containing serum separator gel.
- No interference with haemolysis has been seen.
- Highly lipaemic samples may affect the results. A 6 hour fasting prior to sampling is recommended to limit hyperlipaemia.
- If the test is not performed within an hour, transfer the serum or plasma to a plain tube.
- Samples can be stored in a refrigerator (+2°C to +8°C) for up to 72 hours.
- For testing beyond 72 hours, the serum or plasma should be stored in a freezer (-20°C).
- Stored samples should be allowed to reach room temperature (18°C to 27°C) and be centrifuged before analysis.
- The presence of fibrin strands in the sample may lead to erroneous assay results due to pipette clogging and reduced volume of aspirated sample. In this case, recentrifuge the sample.

PROPER PIPETTE USAGE

- Hold the pipette, the sample and reagent tubes vertically at all times, to ensure the correct sampling volume.
- Use a new disposable pipette tip for each test.
- Press and hold the pipette plunger and insert the tip into the sample, being careful not to touch the walls of the tube. Release the pipette plunger slowly while keeping the end of the tip in the sample.
- Remove the pipette from the sample tube and check for air bubbles in the tip. If air bubbles are present, discard the sample and repeat the sampling.

REAGENT AND SAMPLE MIXTURE

- To ensure correct migration of the sample, place the test device on a horizontal surface.
- The reagent tube contains a standard quantity of reagent. Any alteration of this quantity can lead to erroneous assay results.
- Use the sample/reagent mixture immediately after reconstitution.
- Do not keep the mixture for subsequent analysis.

RECOMMENDATIONS

- Before using the first test of each box, register the lot calibration chip in the Speed Reader™ analyser
- The expiry date is indicated on the box and on each test pouch.
- Store the tests and the reagents between +2°C and +8°C.
- The specimen and all the materials used for the test procedure should be considered as potentially infectious and they should be disposed of in accordance with local regulations.
- Use appropriate and clean protective equipment (gloves and gown)
- In case of skin or eye contact with the reagent, rinse immediately with clean water and ask for medical advice.

TEST PROCEDURE

The Speed™ Progesterone test cannot be visually interpreted and should be read only with a Speed Reader™ analyser. For complete instructions, please refer to the Speed Reader™ analyser operator's guide.

usage. Be careful not to touch the walls of the reagent tube with the tip

- **Carefully seal the reagent tube with the dropper cap**
- **Gently mix the contents by inverting the tube at least 5 times.** DO NOT SHAKE

SAMPLE APPLICATION

- Remove the plastic cover from the dropper cap and **discard the first 2 drops** of the mixture, to wash out the dead space of the dropper cap
- Completely remove the cartridge from Speed Reader™ analyser and add **2 drops** of the mixture into the sample well of the test device, by holding the vial in an **absolutely vertical position**.

READING

- Insert the test device into the cartridge holder, when prompted by the analyser, in the direction indicated by the arrow (the sample well first) and follow the on-screen instructions.
- Read the result on the screen

INTERPRETATION
Progesterone concentration is measured in ng/mL and nmol/L. - Dynamic Range: 1 ng/mL to 20 ng/mL and 3.18 nmol/L to 63.60 nmol/L

Concentration	Interpretation	Action**
0 to 2 ng/mL 0 to 6,36 nmol/L	Baseline progesterone	Repeat the test every 2 days until the progesterone is ≥ 2 ng/mL ($\geq 6,36$ nmol/L)
2 to 5 ng/mL 6,36 to 15,90 nmol/L	LH peak. Progesterone level is increasing	Repeat the test every day until the progesterone is ≥ 5 ng/mL ($\geq 15,90$ nmol/L)
5 to 10 ng/mL 15,90 to 31,80 nmol/L	Consistent with ovulation period	Mating or insemination is recommended twice between 1 and 4 days later.
> 10 ng/mL >31,80 nmol/L	The fertile period might be close to the end	Mate or inseminate immediately. Caution: the fertile period might be over

Conversion: 1 ng/mL = 3,18 nmol/L
* Reference values represent mean progesterone levels during the oestrus cycle, considerable variations within normal may often occur.
** The veterinarian should interpret all test results in light of the patient's history, ultrasonography, and/or vaginal smears.

These recommendations are for guidance only. The aim of this test is to measure canine progesterone blood concentrations. Interpretation of the result by the veterinarian should always take into account the history, clinical examination, and any further diagnostic test results, as no diagnostic method is 100% accurate. The definitive diagnosis is the prerogative and responsibility of the veterinarian.
Bio Veto Test and its distributors cannot be held responsible for any consequences linked to incorrect use of this test or misinterpretation of the results.

SPEED READER, *Speed Reader*, SPEED and *Speed* are registered trademarks or trademarks of Virbac or its affiliates

Speed™ Progesterone

Test de diagnostic vétérinaire Usage *in vitro* uniquement

Dosage immunologique par fluorescence pour la mesure quantitative de progesterone dans le sérum ou le plasma canin.

FR

INTERET CLINIQUE
Une grande variabilité individuelle complique les prévisions d'insémination : 20% des chiennes ovulent «en dehors» de la période comprise entre le 10ème et le 14ème jour des chaleurs. Ainsi, les frottis vaginaux, et le dosage de la progesterone permettent de programmer la saillie ou l'insémination pour avoir un résultat optimal. Le taux de progesterone est faible avant l'ovulation. Au moment du pic de LH, la concentration de progesterone circulante va progressivement augmenter et atteindre 5 à 10 ng/mL au moment de l'ovulation.

PRINCIPE
Le test immunochromatographique Speed™ Progesterone est quantitatif et rapide, il permet de doser la progesterone circulante grâce à une analyse par fluorescence induite par laser.

PRECAUTIONS ET MISES EN GARDE
Utilisation uniquement réservée aux vétérinaires.

ÉCHANTILLON

- Utiliser uniquement des échantillons de sérum ou de plasma (héparine-Li). Ne pas utiliser de sang total ou de plasma EDTA.
- Ne pas utiliser de tube de prélèvement à gel de séparation.
- Aucune interférence avec l'hémolyse n'a été mise en évidence.
- Les échantillons fortement lipémiés peuvent affecter les résultats. Il est recommandé de laisser l'animal à jeun 6 heures avant le prélèvement pour limiter l'hyperlipémie.
- Si le test n'est pas effectué dans l'heure, transférer le sérum ou le plasma dans un tube sec.
- Conservation des échantillons jusqu'à 72 heures : conserver au réfrigérateur entre +2 °C et +8 °C.
- Au-delà de 72 heures, conserver le sérum ou le plasma au congélateur (à -20 °C).
- Les échantillons doivent être à température ambiante (entre 18 °C et 27 °C) et centrifugés avant analyse.
- La présence de filaments de fibrine dans l'échantillon peut donner lieu à des résultats de dosage erronés induits par l'obstruction de la pipette et du volume réduit d'échantillon aspiré. Dans ce cas, centrifuger une nouvelle fois l'échantillon.

UTILISATION ADEQUATE DE LA PIPETTE

- Toujours maintenir la pipette, la muestra y los tubos con reactivos en posición vertical para asegurar un volumen correcto de prelevamiento.
- Utiliser un nouvel embout de pipette à usage unique pour chaque test.
- Maintenir le piston de la pipette enfoncé et introduire l'embout dans l'échantillon, en prenant soin de ne pas toucher les parois du tube. Relâcher lentement le piston de la pipette tout en maintenant l'extrémité de l'embout dans l'échantillon.
- Retraire la pipette du tube d'échantillon et veiller à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans l'embout. S'il y en a, jeter l'échantillon et recommencer le prélevement.

MÉLANGE DU REACTIF ET DE L'ÉCHANTILLON

- Pour obtenir une migration correcte de l'échantillon, placer la cellule test sur une surface horizontale.
- Le tube de réactif contient une quantité standard de réactif. Toute altération de cette quantité peut se solder par des résultats de dosage erronés.
- Utiliser le mélange échantillon / réactif juste après reconstitution.
- Ne pas conserver le mélange pour une analyse ultérieure.

RECOMMENDATIONS

- Avant d'utiliser le premier test de chaque boîte, enregistrer la puce de calibration de lot dans l'analyseur Speed Reader™
- La date de péremption est indiquée sur le kit et sur chaque sachet de cellule test.
- Stocker les tests et les réactifs entre +2°C et +8°C.
- Le spécimen et tout le matériel utilisé pour la procédure de test doivent être considérés comme potentiellement infectieux et doivent être mis au rebut conformément aux réglementations locales.
- Utiliser des équipements de protection appropriés et propres (gants et blouse)
- En cas de contact du réactif avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire et prendre contact avec un médecin.

PROTOCOLE OPERAIRE

Le test Speed™ Progesterone ne peut pas être interprété visuellement et se lit uniquement au moyen d'un analyseur Speed Reader™. Pour consulter les instructions complètes, consulter le manuel d'utilisation de l'analyseur Speed Reader™.

usage. Soyez attentif de ne pas toucher les parois du tube de réactif avec l'embout

- **Refermer soigneusement le tube de réactif avec le bouchon compte-gouttes**
- **Mélanger doucement le contenu en retournant le tube au moins 5 fois.** NE PAS SECOUER

APPLICATION DE L'ÉCHANTILLON

- Enlever l'opercule en plastique du bouchon compte-gouttes et jeter les 2 premières gouttes du mélange pour éliminer le volume mort du bouchon compte-gouttes.
- Retirer complètement la cassette de l'analyseur Speed Reader™ et ajouter 2 gouttes du mélange dans le puits échantillon de la cellule test, en maintenant le tube de réactif en position parfaitement verticale.

LECTURE
La concentration de progesterone est mesurée en ng/mL et nmol/L. - Plage dynamique : 1 ng/mL à 20 ng/mL et 3,18 nmol/L à 63,60 nmol/L

Concentration	Interprétation	Recommandations**
0 à 2 ng/mL 0 à 6,36 nmol/L	Niveau de base de la progesterone	Effectuer un nouveau test toutes les 48 heures jusqu'à l'obtention d'un résultat ≥ 2 ng/mL ($\geq 6,36$ nmol/L)
2 à 5 ng/mL 6,36 à 15,90 nmol/L	L'augmentation du taux de progesterone a débuté	Effectuer un nouveau test toutes les 24 heures jusqu'à l'obtention d'un résultat ≥ 5 ng/mL ($\geq 15,90$ nmol/L)
5 à 10 ng/mL 15,90 à 31,80 nmol/L	Correspond à la période d'ovulation	Saillir ou inséminer 2 fois entre 1 à 4 jours plus tard.
> 10 ng/mL >31,80 nmol/L	Vous pouvez vous trouver en fin de période fertile	Saillir ou inséminer immédiatement. Attention, vous pouvez vous trouver en fin de période fertile

Conversion: 1 ng/mL = 3,18 nmol/L
* Les valeurs de référence représentent la moyenne des niveaux de progesterone pendant le cycle oestral, des variations importantes peuvent exister au sein des valeurs usuelles.
**Le vétérinaire devra toujours tenir compte de l'historique, de l'examen clinique et/ou échographique et/ou de la cytologie vaginale de la chienne pour prendre une décision.

Ces recommandations constituent seulement un guide. Ce test a pour but de mesurer les concentrations sanguines de progesterone canines. L'interprétation du résultat par le vétérinaire devra toujours tenir compte des commémoratifs, de l'examen clinique de l'animal et de tout autre résultat de test diagnostique étant donné qu'aucune méthode diagnostique n'est précise à 100 %. Le diagnostic final reste la prerogative et la responsabilité du vétérinaire.
Bio Veto Test et ses distributeurs ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences liées à une mauvaise utilisation ou une mauvaise interprétation des résultats donnés par ce test.

SPEED READER, *Speed Reader*, SPEED et *Speed* sont des marques déposées ou marques de Virbac et de ses filiales

Speed™ Progesterone

Prueba de diagnóstico veterinario Sólo para uso *in vitro*

Immunoensayo de fluorescencia para la determinación cuantitativa de progesterona en suero o plasma canino.

ES

INTERES CLÍNICO
El momento exacto de la ovulación en perras puede ser muy variable: un 20% de las perras ovulan fuera del 10º y el 14º día de celo. Los frotis vaginales, combinados con análisis de progesterona, proporcionan información exacta de la ovulación que permitirá la programación de la inseminación o monta. El nivel de progesterona es bajo antes de la ovulación. Empieza a incrementar en el pico de LH, llegando a 5-10 ng/mL en el momento de la ovulación.

PRINCIPIO
El test Speed™ Progesterone es un test cuantitativo inmunocromatográfico rápido que mide la progesterona circulante mediante un análisis de fluorescencia inducida por láser.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Sólo para uso veterinario.

MUESTRA

- Emplear únicamente muestras de suero o plasma (heparina de litio). No emplear sangre completa o plasma EDTA.
- No utilizar tubos que contengan gel separador de suero.
- Si se ha evidenciado ninguna interferencia con hemólisis.
- Las muestras altamente lipémicas pueden afectar a los resultados. Se recomienda un ayuno de 6 horas antes del muestreo para limitar la hiperlipemia.
- Si el test no se realiza en el plazo de una hora, transferir el suero o plasma a un tubo seco.
- Las muestras pueden conservarse hasta 72 horas en la nevera (+2 °C a +8 °C).
- Si el test se realiza pasadas las 72 horas las muestras de suero o plasma deberán conservarse en el congelador (-20 °C).
- Las muestras conservadas deben alcanzar la temperatura ambiente (18 °C a 27 °C) y se deben centrifugar antes del análisis.
- La presencia de hebras de fibrina en la muestra puede dar resultados erróneos debido al test a consecuencia de la obstrucción de la pipeta y al menor volumen de muestra aspirado. Si esto ocurre, centrifugar de nuevo la muestra.

USO ADECUADO DE LA PIPETA

- Siempre mantener la pipeta, la muestra y los tubos con reactivos en posición vertical para asegurar un volumen de muestreo correcto.
- Utilizar una nueva pipeta desechable para cada test.
- Presionar y mantener el émbolo de la pipeta e insertar la punta en la muestra, intentando no tocar las paredes del tubo. Soltar lentamente el émbolo de la pipeta mientras el extremo de la punta de la pipeta está en la muestra.
- Retirar la pipeta del tubo de la muestra y comprobar la presencia de burbujas de aire en la punta. Si se observan burbujas de aire, desechar la muestra y repetir el proceso de muestreo.

MEZCLA DE REACTIVO Y MUESTRA

- Para obtener una correcta migración de la muestra, colocar el dispositivo en una superficie horizontal.
- El tubo con reactivo contiene una cantidad estándar de reactivo. Cualquier alteración de esta cantidad podría generar resultados erróneos.
- Utilizar la mezcla de muestra/reactivo inmediatamente después de la reconstitución.
- No conservar la mezcla para posteriores análisis.

RECOMENDACIONES

- Antes de usar el primer test de cada caja, registrar el chip de calibración del lote en el analizador Speed Reader™.
- La fecha de caducidad está indicada en la caja y en cada sobre del test.
- Conservar los tests y los reactivos entre +2 °C y +8 °C.
- La muestra y todos los materiales empleados en el test deben considerarse potencialmente infecciosos y deben eliminarse de conformidad con las normativas locales.
- Usar equipo de protección limpia y adecuada (guantes y bata)
- En caso de contacto del reactivo con la piel o los ojos, aclarar inmediatamente con agua limpia y consultar con el médico.

PROCEDIMIENTO

El test Speed™ Progesterone no puede interpretarse visualmente y debe leerse únicamente con un analizador Speed Reader™. Para instrucciones completas, consultar el manual de usuario del analizador Speed Reader™.

usage. Tenga cuidado de no tocar las paredes del tubo de reactivo con la punta

- **Sellar cuidadosamente el tubo de reactivo con el tapón cuentagotas**
- **Mezclar suavemente invirtiendo el tubo al menos 5 veces.** NO AGITAR

APLICACIÓN DE LA MUESTRA

- Retirar la cubierta de plástico del tapón cuentagotas y desear las dos primeras gotas de la mezcla para aclarar el espacio muerto del tapón cuentagotas.
- Quitar completamente el cartucho del analizador Speed Reader™ y añadir 2 gotas de la mezcla en el pocillo de la muestra del dispositivo del test, manteniendo el vial en posición totalmente vertical.

LECTURA
La concentración de progesterona se determina en ng/mL y nmol/L. - Rango dinámico: 1 ng/mL a 20 ng/mL y 3,18 nmol/L a 63,60 nmol/L

Concentración	Interpretación	Recomendaciones**
0 a 2 ng/mL 0 a 6,36 nmol/L	Progesterona basal	Repetir el test cada 2 días hasta que la progesterona sea ≥ 2 ng/mL ($\geq 6,36$ nmol/L)
2 a 5 ng/mL 6,36 a 15,90 nmol/L	Pico LH. Aumento del nivel de progesterona.	Repetir el test cada día hasta que la progesterona sea ≥ 5 ng/mL ($\geq 15,90$ nmol/L)
5 a 10 ng/mL 15,90 a 31,80 nmol/L	Consistente con el período de ovulación.	Se recomiendan dos montas o inseminaciones entre 1 y 4 días después.
> 10 ng/mL >31,80 nmol/L	Puede ser el final del período fértil.	Proceder a la monta o inseminar inmediatamente. Atención, puede ser el final del período fértil.

Conversion: 1 ng/mL = 3,18 nmol/L
* Los valores de referencia representan los niveles medios de progesterona durante el ciclo estrol, a veces pueden producirse variaciones importantes que se consideran normales.
** El veterinario deberá tener en cuenta el historial, el examen clínico del paciente y/o ecográfico y/o la citología vaginal para poder tomar una decisión.

Las recomendaciones anteriores son una guía. El objetivo de este test consiste en determinar las concentraciones sanguíneas de progesterona en perras. La interpretación del resultado por parte de un veterinario siempre debe tener en cuenta los antecedentes, la exploración clínica y otros resultados diagnósticos, ya que ningún método de diagnóstico es preciso al 100 %. El diagnóstico definitivo corresponde al veterinario y queda bajo su responsabilidad.
Bio Veto Test y sus distribuidores no se hacen responsables de las consecuencias de un mal uso del test o de una mala interpretación de los resultados.

SPEED READER, *Speed Reader*, SPEED y *Speed* son marcas registradas o marcas de Virbac o de sus filiales

Speed™ Progesterone

Teste diagnóstico médico veterinário Para utilização *in vitro*

Teste de imunofluorescência para medição quantitativa da progesterona no soro ou plasma canino.

PT

APLICAÇÃO CLÍNICA
Dependendo da cadela, o momento exato da ovulação pode variar muito: em 20% das cadelas, a ovulação ocorre fora do período do 10º ao 14º dia do cio. O esfregaço vaginal, combinado com testes de progesterona, permite a determinação mais exata da ovulação com vista a planejar a calendarização da inseminação ou do acasalamento, na altura ideal, para a obtenção dos melhores resultados.

El nivel de progesterona es bajo antes de la ovulación. Comença a aumentar a medida que a LH se aproxima do seu pico, atingindo 5 a 10 ng/mL, no período de ovulação.

PRINCÍPIO
O teste rápido imunocromatográfico Speed™ Progesterone é quantitativo, o qual fornece o doseamento da progesterona circulante por análise da fluorescência induzida por laser.

PRECAUCÕES E ADVERTÊNCIAS
Para ser utilizado exclusivamente por veterinários.

AMOSTRA

- Usar apenas amostras de soro ou plasma (Heparina-Li). Não usar sangue total ou plasma EDTA.
- Não utilize tubos que contenham gel de separação de soro.
- Em caso de amostra hemolisada, não haverá interferência no resultado.
- Amostras muito lipídicas podem influenciar o resultado. É recomendado um jejum de 6 horas antes da coleta da amostra para limitar a hiperlipidemia.
- Se o teste não for realizado no prazo de uma hora, transfira o soro ou o plasma para um tubo seco.
- Para testes realizados no prazo de 72 horas após a coleta das amostras: conserve o soro ou plasma num frigorífico (+2 °C a +8 °C).
- Para testes realizados mais de 72 horas após a coleta da amostra: conserve o soro ou plasma num congelador (-20 °C).
- Deve aguardar-se que as amostras conservadas atinjam a temperatura ambiente (18 °C a 27 °C) e devem ser centrifugadas antes da análise.
- A presença de fios de fibrina na amostra pode induzir resultados de ensaio errados devido a obstrução da pipeta e volume reduzido da amostra aspirada. Neste caso, voltar a centrifugar a amostra.

UTILIZAÇÃO ADEQUADA DA PIPETA

- Sempre manter a pipeta, a amostra e os tubos de reagente sempre na posição vertical, a fim de assegurar um volume de amostragem correto.
- Usar uma ponta de pipeta descartável nova para cada teste.
- Pressionar e segurar o êmbolo da pipeta e inserir a ponta na amostra, tendo o cuidado de não tocar nas paredes do tubo. Soltar o êmbolo da pipeta lentamente, mantendo a extremidade da ponta na amostra.
- Remover a pipeta do tubo da amostra e verificar se não existem bolhas de ar na ponta. Caso estejam presentes bolhas de ar, rejeitar a amostra e repetir o processo de coleta de amostra.

MISTURA DO REAGENTE COM A AMOSTRA

- Para garantir a correta migração de amostra, colocar o dispositivo numa superfície horizontal.
- O tubo de reagente contém uma quantidade padrão de reagente. Qualquer alteração desta quantidade pode induzir resultados do ensaio errados.
- Usar a mistura amostra/reagente imediatamente após a reconstituição.
- Não manter a mistura para análise posterior.

RECOMENDAÇÕES

- Antes de utilizar o primeiro teste de cada caixa, registre o lote do chip de calibrção no leitor Speed Reader™.
- A data de validade está impressa em cada caixa e em cada bolsa de teste.
- Conserve os testes e reagentes entre +2 °C e +8 °C.
- A amostra e todos os materiais usados para o procedimento do teste devem ser considerados potencialmente infecciosos e devem ser eliminados de acordo com as regulamentações locais.
- Utilizar equipamento de proteção apropriado e limpo (luvas e bata)
- Em caso de contacto dos reagentes com a pele ou olhos, lavar imediatamente com água limpa e pedir conselho médico.

PROCEDIMENTO

O teste Speed™ Progesterone não pode ser interpretado visualmente e só deve ser lido com o leitor Speed Reader™. Para instruções completas, consulte o guia do operador do analisador Speed Reader™.

usage. Ter cuidado para não tocar nas paredes do tubo de reagente com a ponta

- **Verificar cuidadosamente o tubo de reagente com a tampa conta-gotas**
- **Misture suavemente os conteúdos invertendo o tubo pelo menos 5 vezes.** NÃO AGITAR

APLICAÇÃO DA AMOSTRA

- Retirar a tampa de plástico do conta-gotas e rejeitar as primeiras 2 gotas da mistura, para lavar o espaço não utilizado
- Remova por completo o cartucho do leitor Speed Reader™ e adicione 2 gotas da mistura no poço da amostra do dispositivo de teste, segurando o frasco numa posição absolutamente vertical.

LEITURA
A concentração de progesterona é medida em ng/mL e nmol/L. - Intervalo dinâmico: 1 ng/mL a 20 ng/mL e 3,18 nmol/L a 63,60 nmol/L

Concentração	Interpretação	Ação**
0 a 2 ng/mL 0 a 6,36 nmol/L	Nível da concentração basal de progesterona	Repita o teste a cada 2 dias até obter o resultado ≥ 2 ng/mL ($\geq 6,36$ nmol/L)
2 a 5 ng/mL 6,36 a 15,90 nmol/L	Pico de LH. O nível de progesterona está a aumentar	Repita o teste diariamente até obter o resultado ≥ 5 ng/mL ($\geq 15,90$ nmol/L)
5 a 10 ng/mL 15,90 a 31,80 nmol/L	Consistente com o período de ovulação	Recomenda-se o acasalamento ou inseminação, duas vezes, entre 1 e 4 dias depois
> 10 ng/mL >31,80 nmol/L	O período fértil pode estar a finalizar.	Acasalamento ou inseminação de imediato. Precaução: o período fértil pode ter terminado.

Conversion: 1 ng/mL = 3,18 nmol/L
* Os valores de referência representam níveis médios de progesterona durante o ciclo estroico; podem ocorrer variações consideráveis dentro do normal.
** O veterinário deve interpretar todos os resultados dos testes com base no historial do paciente, nos exames de ecografia e/ou no esfregaço vaginal, antes de tomar quaisquer decisões.

Estas recomendações são meramente diretivas. O objetivo do presente teste é medir as concentrações de progesterona em sangue canino. A interpretação do resultado pelo veterinário deve ter sempre em consideração o histórico, o exame clínico e quaisquer outros resultados de testes de diagnóstico, dado que nenhum teste de diagnóstico é 100% preciso. O diagnóstico definitivo é prerrogativa e responsabilidade do veterinário.
A Bio Veto Test e os seus distribuidores não podem ser responsabilizados pelas consequências de uma utilização indevida ou má interpretação dos resultados dos testes.

SPEED READER & *Speed Reader*, SPEED & *Speed* são marcas registadas e marcas comerciais da Virbac e das suas filiais

